

Плита основания

Плита основания MSR служит в качестве переходного элемента между рентгеновским аппаратом или столом для пациента и полом. Точное определение размера в соответствии с данными производителя аппарата выполняется на основе нашего актуального опыта.

Плиты основания с опорными конструкциями после соответствующего выравнивания фиксируются анкерными болтами и по желанию клиента заливаются быстротвердеющим не имеющим усадки раствором.

MSR может также выполнять поставку и монтаж укладываемых заподлицо и поддающихся контролю подпольных каналов.

